

CUTIMED® SILTEC® SORBACT®

Pansement mousse et silicone qui emprisonne les microbes

POUR UNE GESTION ACCRUE DES FLUIDES ET DES INFECTIONS

Aide à maintenir un milieu humide pour une cicatrisation améliorée

Bande de silicone pour être fixé en douceur

**Technologie mousse Siltec®
+ technologie
antimicrobienne Sorbact®**



Mousse de polyuréthane à pores ouverts hautement absorbante assure l'absorption verticale pour protéger le contour de la plaie

Couche contact Sorbact® aide à gérer l'infection

Capacité d'absorption accrue en raison des bandes thermofusibles superabsorbantes

ABSORPTION QUI S'ADAPTE + TECHNOLOGIE SORBACT®


Cutimed® Siltec® Sorbact® offre une combinaison innovatrice d'absorption fiable et de technologie Sorbact®. Les particules superabsorbantes de la couche mousse s'ajustent efficacement pour absorber un exsudat modéré à élevé, et pour les retenir même sous compression.

CAPACITÉ DE RÉTENTION DES FLUIDES

- Les bandes thermofusibles superabsorbantes assurent l'absorption verticale de l'exsudat et réduisent le risque de macération.
- Le taux de transmission de la vapeur d'eau (TTVE) dynamique permet aux fluides de transpirer tout en maintenant un équilibre d'humidité.
- Bonne flexibilité et conformabilité avec de nouvelles dimensions uniques. Application facile et adhésion fiable sur des parties du corps et des articulations profilées.
- La couche en silicone minimise la douleur pour des changements de pansements atraumatiques et le lit de la plaie demeure intact, ce qui peut contribuer au confort et à l'observance du patient.



ABSORPTION FIABLE – MÊME SOUS PRESSION



Tests de laboratoire : Cutimed® Siltec® Sorbact® a le plus haut taux de rétention sous compression de tous les produits testés (2011, in vitro, données internes)

Pour commander

| | Dimensions | Code | Pansements/ boîte |
|---|-------------------------------------|---------|----------------------|
| Pansement Cutimed® Siltec® Sorbact® | | | |
|  | 7,5 cm x 7,5 cm (3 x 3 po) | 7325100 | 10 |
| | 10 cm x 10 cm (4 x 4 po) | 7325116 | 10 |
| | 12,5 cm x 12,5 cm (5 x 5 po) | 7325101 | 10 |
| | 15 cm x 15 cm (6 x 6 po) | 7325102 | 10 |
| | 17,5 cm x 17,5 cm (7 x 7 po) | 7325103 | 5 |
| | 22,5 cm x 22,5 cm (9 x 9 po) | 7325104 | 5 |
| | Sacrum 17,5 cm x 17,5 cm (7 x 7 po) | 7325105 | 5 |
| | Sacrum 23 cm x 23 cm (9 x 9 po) | 7325106 | 5 |
| | Ovale 7 cm x 10 cm (3 x 4 po) | 7325118 | 10 |

Indications

Cutimed® Siltec® Sorbact® est indiqué pour la gestion de plaies propres, colonisées, contaminées ou infectées avec des taux d'exsudats modérés à élevés, comme les ulcères veineux, diabétiques ou de pression, les incisions chirurgicales, les greffes cutanées et les sites donneurs, les lacérations ou abrasions.

Sorbact® est une marque déposée de ABIGO Medical, AB.
 Allewyn® est une marque déposée de Smith & Nephew,
 Mepilex® est une marque déposée de Molnlycke Healthcare.
 Biatain® est une marque déposée de Coloplast.
 Prière de consulter l'étiquette ou l'encart d'emballage du produit pour lire les directives complètes d'utilisation sécuritaire de ces produits.

