

CUTIMED® SORBACT® HYDROACTIVE B

POUR LE RETRAIT DES TISSUS NÉCROTIQUES ET LA GESTION DE L'INFECTION

- La matrice de gel hydropolymère aide à maintenir un environnement humide
- Favorise le débridement autolytique des tissus fibreux et nécrotiques
- Aide à prévenir la macération
- Idéal pour absorber l'exsudat fluide



QUATRE AVANTAGES DANS UN PANSEMENT

ABSORBER



HYDRATER



DÉBRIDER




SORBACT®

4-EN-1 : ABSORBE. HYDRATE. DÉBRIDE. + CUTIMED® SORBACT®

Ce pansement à gel d'hydropolymère innovateur procure performance d'absorption et hydratation équilibrée. Cutimed® Sorbact® retire et emprisonne les bactéries, au lieu de les tuer comme le font les pansements antimicrobiens, pour contribuer à une cicatrisation naturelle. Ces deux avantages combinés favorisent le débridement autolytique, aident à réduire la charge bactérienne et offrent une cicatrisation rapide et efficace.

PREUVE DE CICATRISATION



Données tirées d'observations cliniques (n=100) indiquant un changement notable des phases de cicatrisation. La phase inflammatoire est plus courte et la phase proliférative est accrue (granulation et épithélialisation) après 10 jours de traitement avec Cutimed® Sorbact® Hydroactive.

HYDRATATION DU CONTOUR DE LA PLAIE

Eau et glycérol permettent au pansement d'hydrater la plaie et la peau environnante.




Amélioration du contour de la plaie à l'intérieur d'une semaine.

TOUT EST DANS L'ÉQUILIBRE

Pensez au pansement comme un cycle d'absorption de l'exsudat et de perfusion stimulante. Par osmose, le fluide de la plaie est attiré dans des polymères absorbants. Par conséquent, cela stimule la plaie et attire le liquide des tissus environnants, ce qui aide le processus naturel du corps à se débarrasser des débris et des tissus nécrotiques alentour de la plaie.

Polymère absorbant

Pansement Cutimed® Sorbact® Hydroactive B*	Dimensions	Taille de la compresse	Code	Pansements/boîte
	7 cm × 8,5 cm (2,8 × 3,3 po)	5 cm × 6,5 cm (2 × 2,6 po)	7993300	10
	14 cm × 14 cm (5,5 × 5,5 po)	10 cm × 10 cm (3,9 × 3,9 po)	7993302	10
	19 cm × 19 cm (7,5 × 7,5 po)	15 cm × 15 cm (5,9 × 5,9 po)	7993303	10
	14 cm × 24 cm (5,5 × 9,4 po)	10 cm × 20 cm (3,9 × 7,9 po)	7993304	10

¹ Hallern von, B. (2012, Mai). Absorbent DACC coated dressings, a new approach in treating wound infection: A multi-centre study. Poster presented at European Wound Management Association (EWMA) Conference, Vienna, Austria.

Sorbact® est une marque déposée de ABIGO Medical, AB.

Prière de consulter l'étiquette ou l'encart d'emballage du produit pour lire les directives complètes d'utilisation sécuritaire de ces produits.